

## قابل توجه مراجعین محترم FT-IR

- ۱- فرم مربوط به آنالیز را به صورت کامل (کدملی، شماره همراه، نام استاد، **امضای استاد راهنما**، تاریخ تحویل نمونه و ایمیل) پر کنید.
- ۲- برای آنالیز بهتر حداًالامکان نمونه ها به صورت پودر جامد، مایع یا فیلم خشک باشد.
- ۳- مقدار نمونه ی لازم برای نمونه های جامد حدود ۰,۲ گرم و برای نمونه های مایع حدود ۰,۵ سی سی می باشد.
- ۴- در صورت نیاز به نگهداری باقیمانده ی نمونه حتما در برگه قید شود. حداکثر مدت نگهداری نمونه بعد از انجام آنالیز یک هفته خواهد بود.
- ۵- زمان جوابدهی و تحویل نمونه هر روز از ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴ خواهد بود، خواهشمند است از مراجعه در سایر زمان ها خودداری شود.
- ۶- از پذیرش نمونه هایی که در ظروف نامناسب قرار دارند، معذوریم.
- ۷- دانشجویان خارج از دانشکده ی شیمی در صورت استفاده از گرنٹ استاد راهنما حتما فرم مربوط به استفاده از گرنٹ استاد راهنما را به صورت امضا شده در هنگام مراجعه برای دریافت جواب به همراه داشته باشند.
- ۸- بعد از خارج شدن نمونه از آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت طیف متوجه آزمایشگاه نمی باشد.

**مشخصات دستگاه:**

شرکت سازنده: Bruker

مدل دستگاه: ۲۷- Tensor